

MULTIFOCALIS VARILUX

Como é composta uma lente?

DESIGN

+

MATERIAL

+

TECNOLOGIAS ADICIONAIS

Como forma de identificar o **design** e o **material** utilizado na composição, toda lente Essilor possui uma marcação*.

**as tecnologias adicionais não possuem marcação*

Como verificar a marcação de sua lente?

Coloque os óculos contra a luz e procure a marcação nas laterais. Se tiver dificuldades, peça para que alguém ajude você.



LENTE VARILUX XCLUSIVE NO MATERIAL STYLIS 1,67

* Essa marcação só pode ser vista contra a luz. Não conseguiu verificar? Fale com o SAC 0800 727 2007

Confira abaixo a marcação da sua lente de acordo com a gama de lentes multifocais Varilux.

VARILUX X SERIES

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Xclusive | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | V@/74 |
| | Stylis 1.67 | V@/T |
| | Airwear POLYPOWER | V@/P |
| | Orma | V@/ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux X track | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | V@/74 |
| | Stylis 1.67 | V@/T |
| | Airwear POLYPOWER | V@/P |
| | Orma | V@/ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux X design | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @/74 |
| | Stylis 1.67 | @/T |
| | Airwear POLYPOWER | @/P |
| | Orma | @/ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux X design SHORT | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @S74 |
| | Stylis 1.67 | @ST |
| | Airwear POLYPOWER | @SP |
| | Orma | @S |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Varilux X.4D | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @74 |
| | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux X track | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | V@/74 |
| | Stylis 1.67 | V@/T |
| | Airwear POLYPOWER | V@/P |
| | Orma | V@/ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux X design | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @74 |
| | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |

VARILUX E SERIES

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux E design | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @/74 |
| | Stylis 1.67 | @/T |
| | Airwear POLYPOWER | @/P |
| | Orma | @/ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux E design SHORT | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @S74 |
| | Stylis 1.67 | @ST |
| | Airwear POLYPOWER | @SP |
| | Orma | @S |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Varilux E design | | |
| MATERIAL | Stylis 1.74 | @74 |
| | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |

VARILUX PHYSIO

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Physio. 3.0 | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | H->@w@T |
| | Airwear POLYPOWER | H->@w@P |
| | Orma | H->@w@ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Physio. 3.0 SHORT | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | H->@wST |
| | Airwear POLYPOWER | H->@wSP |
| | Orma | H->@wS |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|----------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Physio. 3.0 | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | H->@wT |
| | Airwear POLYPOWER | H->@wP |
| | Orma | H->@w |

VARILUX COMFORT

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Comfort Max | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @/T◇ |
| | Airwear POLYPOWER | @/P◇ |
| | Orma | @/◇ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Comfort Max SHORT | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @ST◇ |
| | Airwear POLYPOWER | @SP◇ |
| | Orma | @S◇ |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|----------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Comfort Max | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @T◇ |
| | Airwear POLYPOWER | @P◇ |
| | Orma | @◇ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Comfort | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |
| | Mineral 1.6 | @ |

VARILUX LIBERTY

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Liberty. 3.0 | | |
| MATERIAL | Airwear POLYPOWER | @≡P |
| | Orma | @≡ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Liberty. | | |
| MATERIAL | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Liberty. 3.0 SHORT | | |
| MATERIAL | Airwear POLYPOWER | @≡SP |
| | Orma | @≡S |

VARILUX ACTIVITIES

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Varilux Digitime. NEAR | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Roadpilot | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 DAY & NIGHT | @T |
| | Orma DAY & NIGHT | @ |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Digitime. MID | | |
| MATERIAL | Stylis 1.67 | @T |
| | Airwear POLYPOWER | @P |
| | Orma | @ |
| DESIGN | | MARCAÇÃO |
| Varilux Sport | | |
| MATERIAL | Airwear POLYPOWER | @P |

| DESIGN | | MARCAÇÃO |
|---------------------------|-------------------|----------|
| Varilux Sport WRAP | | |
| MATERIAL | Airwear POLYPOWER | @WR+P |

NÃO CONSEGUIU VERIFICAR? FALE COM O SAC 0800 727 2007

www.varilux.com.br

Nota: se a sua lente Varilux for confeccionada no bloco HD02, além das marcações acima descritas este losango (◇) também aparecerá na sua lente.

Varilux X series, Varilux Xclusive, Varilux X.4D, Varilux X Track, Varilux X design, Varilux E series, Varilux E fit, Varilux E design, Varilux Physio, Varilux Comfort, Varilux Liberty, Varilux Digitime Near, Varilux Digitime Mid, Varilux Road Pilot, Varilux Sport, Varilux Sport Wrap, Essilor Fit, eyecode, Essilor Stylis, Essilor Airwear e Orma são marcas registradas da Essilor International. Fotos meramente ilustrativas.